

DENSITOMETRO OSSEO AD ULTRASUONI




OSTEOPRO EASY





RAPIDO

Eseguibile in Farmacia in pochi minuti,
fornisce risultati in 15 secondi | Refertazione
in Telemedicina disponibile



ACCURATO

diagnosi in stretta aderenza agli
standard internazionali WHO
(World Health Organization)

OSTEOPRO EASY

impiega pochi secondi per valutare la densità minerale ossea
con un metodo veloce, accurato e non invasivo



SICURO

metodica ad ultrasuoni
completamente **priva di radiazioni**



SEMPLICE

ANALISI IN 4 STEP



MEMORIA INTERNA

100.000 PAZIENTI
Questo permette il monitoraggio dei
valori del paziente e della terapia in corso

Osteopro Easy TOTALMENTE AUTOMATICO

4 SEMPLICI MOSSE PER ESEGUIRE IL TEST

Impiega pochi secondi per **valutare la densità minerale ossea** con un metodo veloce, accurato e non invasivo! L'esame, chiamato UltraSonografo (US) è un valido supporto per evidenziare precocemente la **predisposizione a fratture o l'insorgenza di Osteoporosi**, nonché per monitorare la risposta farmacologica del trattamento sul soggetto.

1

Inserimento dati paziente

2

Posizionamento del piede

3

Misurazione


4

Letture dei risultati

SPECIFICHE TECNICHE

- Tecnologia ad ultrasuoni
- Sistema di misura non invasivo NO RADIAZIONI
- Standard internazionali WHO
- Accuratezza dei risultati (T-Score Giovani, Z-Score pari età)
- Refertazione in Telemedicina disponibile
- Tempo di misura: 15 SECONDI
- Memoria interna: 100000 PAZIENTI





290x300x580 mm

Peso 16,5 KG

farmassist



3483348007 Schillaci Nunzio
3316496513 Roberto Cairo